

NEWSKIN

BANDAGE DE PROTECTION AUTOADHÉSIF, ULTRA RÉSISTANT, HERMÉTIQUE ET ÉTANCHE POUR LES PROFESSIONNELLS



- Rouleau 9,14 m vert
- boîte à l'unité 50001
 - boîte de 12 50001.12
 - carton présentoir de 36 boîtes 50001.D36



- *Protège des blessures*
- *Aide à continuer le travail*
- *Adapté aux peaux sensibles*

INDICATIONS

D'une texture unique et entièrement naturelle, NEWSKIN est le protecteur idéal de l'ouvrier, du technicien, mécanicien... En cas d'une coupure, il s'enroule sur le pansement afin de protéger l'endroit fragilisé et permet à son utilisateur de continuer son activité confortablement malgré la blessure, quelque soit le type de travail. Il n'altère en rien la flexibilité et la dextérité. Ce qui a, entre autres avantages, de limiter les chutes de productivité. Pour les petites coupures, il peut servir d'alternative au pansement pour plus de souplesse et d'aisance naturelle du geste. NEWSKIN protège également les doigts d'éventuelles coupures, si fréquentes dans l'industrie générale, l'industrie automobile, la technologie, l'agro-alimentaire, la construction... Il protège des graisses, huiles, résiste à l'eau (trempage, lavage, bain), aux poudres et poussières. En caoutchouc naturel, il n'obstrue pas les pores, il laisse respirer la peau, et ne colle pas aux plaies et aux poils. Les couches se soudent les unes aux autres du seul fait de la pression d'application, ainsi NEWSKIN ne contient ni latex ni adhésif ce qui réduit les risques d'allergies cutanées. Il s'ôte sans difficulté et sans douleur.

MODE D'EMPLOI

Toujours utiliser sur une peau propre et sèche. En cas de plaie, bien nettoyer, rincer et sécher soigneusement avant d'appliquer le pansement. Laisser dépasser de 5 mm et replier pour obtenir un pansement hermétique et commencer à enrouler tout autour de l'endroit à panser.

ENVIRONNEMENT

Produit 100% naturel et biodégradable.
Contient du latex.

Cachet du distributeur



TMH
2, rue de l'indépendance
L-3238 Bettembourg - Luxembourg
Tél : +352 26 51 45 41
www.tmh.lu / contact@tmh.lu